

REALTRAY LC egy könnyen formázható, igen törésálló, fényrekötő, egyéni kanálanyag. Felhasználási területei:

- egyéni lenyomatkanalak (teljes és részleges fogazatú állkapocs)-

- funkciós kanalak (részleges fogazatú állkapocs)

- [műanyagbázis fogfelállításhoz](#) - ~~műanyag~~

- [harapássablonok és harapásrögzítők alapja](#)

A REALTRAY LC használatra kész, fogása könnyű. Az anyag mind mesterséges, mind természetes fény mellett sokáig feldolgozható, és bármilyen polimerizációs készülékkel (**UVA-VIS-Mischlicht/ Stroboskop mit einer Wellenlänge von ca. 420 - 480 nm** vagy UV, 350-400 nm hullámhosszal) kikeményíthető.

Felhasználás

Az anyagot közvetlenül a felhasználás előtt hozza [szobahőmérsékletre](#). ~~A gipszmintán az egyéni kanálhoz jelölje be a peremlefutást, teremhőmérsékletre. A gipszmintán be van jelölve a peremfolyás az egyéni kanálhoz.~~ Amennyiben szükséges, helyezzen fel helyfenntartót. Amennyiben nincs szükség helyfenntartóra, [kenje be izolálóanyaggal/szigetelőanyaggal-szigetelje](#) a gipszmintát. Mindkét oldalról húzza le a borítást, és vigye fel a lemezt a gipszre, formázza meg és a széleken az előírásnak megfelelően vágja le. A [nyélfogás](#) kialakítható a felesleges anyagból.

Kikeményítés

A polimerizálást 420-480 nm **in einem Lichthärtegerät mit UVA-VIS-Mischlicht / Stroboskop**, vagy 350-400 nm hullámhosszú UV-lámpával végezzük a gipszmintán. Die Belichtungszeit hängt von dem verwendeten Lichthärtegerät sowie von der Dicke des geformten Löffels ab. Zunächst wird der Löffel auf dem Gipsmodell polymerisiert, dann den Löffel vom Modell abnehmen und von der anderen Seite nochmals polymerisieren:

Kulzer Uni XS: Polymerisationszeit **4-5 Minuten** je Seite

Geräte mit mindestens 4 UVA-Röhren: Polymerisationszeit **10 Minuten** je Seite

A hosszabb polimerizálási idő javítja az anyag fizikai tulajdonságát (nagyobb keményedés). [Ennek érdekében Ebben az esetben](#) meghosszabítható a megvilágítási idő. Az így kikeményített kanál használatra kész, és megmunkálható. A levegő oxigéntartalma miatt keletkezett minimális [oxidréteget](#) ~~kenőréteg~~ alkoholos kendővel [távolítsa el, eltávolítható.](#)

[A szilikon lenyomatanyagok egyéni kanálhoz történő jobb tapadása érdekében megfelelő használja megfelelő ragasztórendszert.](#)

Warnhinweise

Die in REALTRAY LC enthaltenen Methacrylate reizen die Augen, Atmungsorgane und die Haut. Bei Berührung mit der Haut diese mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser spülen und gegebenenfalls einen Augenarzt konsultieren.

Tárolási útmutató

Hűvös, fénytől védett helyen tárolja!


Garancia

A gyártó S&C Polymer Silicon- und Composite Spezialitäten GmbH garantálja, hogy ez a termék anyag- és gyártási hiba mentes. Az S&C Polymer ezen felül nem vállal semmi felelősséget vagy közvetett garanciát az anyag eladhatóságára vagy egy meghatározott célú tulajdonlására. A felhasználó felelős a termék előírás szerű alkalmazásáért. Amennyiben a garanciális időn belül a termék meghibásodása fellép, úgy a felhasználó kizárólag a termék kijavítására vagy egy másik S & C Polymer termékre való cserére jogosult.

A felelősség korlátozása

Amennyiben a felelősség kizárását törvény határozza meg, a gyártó S&C Polymer Silicon- und Composite Spezialitäten GmbH nem tartozik semmiféle felelősséggel ezen termékkel okozott veszteségek és károk fellépésekor, függetlenül attól, hogy azok közvetlen vagy közvetett módon kísérő vagy követő jelenségeként lépnek-e fel, a jogállástól függetlenül, beleértve garanciát, szerződéskötést, gondatlan vagy szándékos károkozást.

Tárolja gyermekektől elzárva!

Gyártja: S & C Polymer Silicon- und Composite Spezialitäten GmbH, 25335 Elmshorn, Germany 
Forgalmazza: Realtrade Kft., H-1102 Budapest, Hölg u. 9/B.
info@realtrade.hu; www.realtrade.hu

Nur zur Verwendung durch Zahnärzte und Zahntechniker!

